

BRASSARD GRIS (XL)(32-48CM) POUR AUTOTENSIO ET TENSIONIC SPENGLER

Ref. 527465



Description

Brassard gris extra large adulte (xl) (32-48cm) pour tensiomètre électronique TENSIONIC et AUTOTENSIO de SPENGLER

02/12/2025 22:44:43 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD GRIS (XL)(32-48CM) POUR AUTOTENSIO ET TENSIONIC SPENGLER



Ref. 527465

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446041915	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité emballée / Poids (kg)	0.13

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---