

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSIONIC ADULTE (M)

Ref. 527500P



CE
0459



02/12/2025 21:30:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNOMÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSIONIC ADULTE (M)



Ref. 527500P

La précision SPENGLER en version électronique

Description

Présentoir de 6 Tensionic bras Adulte (M/L) Myrtille

—

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNOMÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSIONIC ADULTE (M)



Ref. 527500P

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446023041	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	4.59
Unité nue / Poids (kg)	2.04		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---