

## TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Ref. 527500



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
3 YEARS  
GUARANTEE

02/12/2025 22:33:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527500

### La précision SPENGLER en version électronique

## Description

Le tensiomètre au bras TENSONIC est conçu pour un suivi thérapeutique régulier.

—

### TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

### FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

**TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE  
SPENGLER****Ref. 527500****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446022624	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.765
Unité nue / Poids (kg)	0.34		

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	90

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---