

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Ref. 527522P



02/12/2025 21:04:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522P

Idéal pour automesure régulière, avec un très haut niveau de précision et une utilisation simple

Description

Présentoir de 6 tensiomètres au poignet TENSIONIC®.
Disponibilité 2ème trimestre pour le nouveau coloris : Myrtille.

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

**PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET
ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER****Ref. 527522P****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446023058	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.815
Unité nue / Poids (kg)	0.72		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---