


TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Ref. 527522



CE
0459



02/12/2025 22:40:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522

Idéal pour automesure régulière, avec un très haut niveau de précision et une utilisation simple

Description

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446022617	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	110	Unité emballée / Hauteur (cm)	65
Unité emballée / Longueur (cm)	165	Unité emballée / Poids (kg)	0.288
Unité nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---