


INFLATEUR DE PRESSION POLYPRESS

Ref. IP01



CE
0459



02/12/2025 22:35:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

INFLATEUR DE PRESSION POLYPRESS

Ref. IP01

L'inflateur de pression pour tubes trachéaux et masques laryngés

Description

L'inflateur de pression Polypress est un dispositif médical qui aide à suppléer à une ventilation spontanée devenue insuffisante ou en prévention d'un effondrement imminent des fonctions physiologiques.

Fabriquée en France dans notre Manufacture de Castelculier près d'Agen.

Facilité d'utilisation et précision.

- Mécanisme de précision horlogère en laiton
- manomètre de précision de 0 à 120cmH₂O avec incrément de 2cmH₂O
- Cadran sectorisé par niveau de pression
- Se nettoie très facilement par pulvérisation de solutions décontaminantes

Et surtout la qualité française!

INFLATEUR DE PRESSION POLYPRESS

Ref. IP01

Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700468203766	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	70
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	180
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.4

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES