

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE

Ref. SPG340P-



CE  
0459



## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE



Ref. **SPG340P-**

### La précision SPENGLER en version électronique

## Description

Présentoir de 6 AUTOTENSIO® modèle poignet.  
Disponibilité 2ème trimestre.

#### PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

#### FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446023027	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	1.7
Unité nue / Poids (kg)	1.368		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

02/12/2025 22:55:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.