

PRÉSENTOIR DE 6 AUTOTENSIO POIGNET ADULTE CORAIL SPENGLER

Ref. **SPG345P**



CE
0459



PRÉSENTOIR DE 6 AUTOTENSIO POIGNET ADULTE CORAIL SPENGLER



Ref. [SPG345P](#)

La précision SPENGLER en version électronique

Description

Présentoir de 6 Autotensio poignet Corail.

PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Écran à cristaux liquides
- 120 mémoires horodatées
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Circonférence du poignet 13,5-21 cm
- Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE | CE0459 | Dispositif Médical | Classe IIa |
| Code barre | 3700446041601 | Code douanier | 90189010 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | 1.62 |
| Unité nue / Poids (kg) | 1.368 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|

02/12/2025 22:24:31 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.