

## AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345



CE  
0459

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



02/12/2025 21:17:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345



### Précision et Simplicité au bout du poignet

## Description

Le **tensiomètre poignet SPENGLER** est la solution idéale pour un suivi de la tension **pratique, rapide et fiable**, où que vous soyez. Compact et facile à utiliser, il offre des mesures précises en quelques secondes.

#### Précision des mesures :

- Technologie de mesure **SPENGLER** pour des résultats fiables
- **Indicateur de risque OMS** intégré pour interpréter facilement la tension

#### Facile d'utilisation et pratique :

- Fonctionnement **entièrement automatique**
- Interface simple avec **seulement 2 boutons**
- **Ecran LCD** clair et lisible
- **120 mémoires horodatées** pour un suivi précis dans le temps
- Mesures **rapides et silencieuses**, idéales pour un usage quotidien

#### Informations complémentaires :

- Conçu pour un **tour de poignet de 13,5 à 21 cm**
- Livré avec **2 piles LR03 (AAA)** et un **boîtier de rangement** pratique

## AUTOTENSIO POIGNET CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345



### Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041595	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	10
Unité emballée / Longueur (cm)	9	Unité emballée / Poids (kg)	0.27
Unité nue / Poids (kg)	0.228		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-25	Température maxi	70
Humidité mini	5	Humidité maxi	93

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---