

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE

Ref. SPG440P



CE  
0459



02/12/2025 22:36:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE



Ref. SPG440P

**Une facilité d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure**

### Description

Présentoir de 6 tensiomètres AUTOTENSIO Myrtille.

#### HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

#### FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

#### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

## PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES BRAS SPENGLER AUTOTENSIO MYRTILLE



Ref. SPG440P

### Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	370044602034	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.73
Unité nue / Poids (kg)	2.148		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---