

PRÉSENTOIR DE 6 AUTOTENSIO BRAS ADULTE CORAIL SPENGLER

Ref. SPG445P



CE
0459



02/12/2025 22:19:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 AUTOTENSIO BRAS ADULTE CORAIL SPENGLER



Ref. SPG445P

Une facilité d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure

Description

Présentoir de 6 Autotensio bras Corail.

HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

**PRÉSENTOIR DE 6 AUTOTENSIO BRAS
ADULTE CORAIL SPENGLER****Ref. SPG445P****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041588	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	3.73
Unité nue / Poids (kg)	2.148		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---