


TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99421_N



CE
0123



02/12/2025 21:58:25 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99421_N



Boîtier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX



Ref. [DS99421_N](#)

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Marquage CE | CE0123 | Dispositif Médical | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre | 3661040173030 | Code douanier | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm) | 12 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 8 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 18 | Unité emballée / Poids (kg) | 0.33 |
| Unité nue / Poids (kg) | 0.5 | | |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -20 | Température maxi | 70 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 85 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|