

BRASSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE AVEC SANGLE ADULTE L POUR GARROT DDM



Ref. GBCMS105

Le brassard Monobloc à une poche , conique avec sangle pour garrot DDM!

Description

Ce brassard **adulte L** monobloc en PU est décontaminable. De forme **conique** avec **une seule** poche il est composé d'un ensemble monobloc sécurisé avec une **sangle**.

Largeur de la poche : 10cm

Longueur de la poche : 47cm

Longueur totale : 70cm

Le brassard n'est pas stérilisable mais peut être nettoyé à sec ou immergé en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

Il existe aussi en cuissard.

**BRASSARD MONOBLOC CONIQUE 1 POCHE
AVEC SANGLE ADULTE L POUR GARROT
DDM**Ref. GBCMS105**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468208129	Code douanier	90189084
Pays	France		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.3

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES