


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101

DDM




CE



02/12/2025 22:54:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Brassard nourrisson (GBS101) | 19 x 4 cm |
| Brassard enfant (GBS102) | 26.5 x 5 cm |
| Brassard petit adulte (GBS103) | 35.5 x 6 cm |
| Brassard adulte (GBS104) | 53 x 6 cm |

**BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES
DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM**

Ref. GBS101

**Caractéristiques**

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3700468203476 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | France |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES