


## CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS104

# DDM




CE



02/12/2025 22:06:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS104



**Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables**

### Description

Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

#### Dimensions de la poche en cm

Cuissard enfant	35.5 x 6 cm
Cuissard petit adulte	53 x 6 cm
Cuissard adulte	69 x 9 cm
Cuissard adulte L	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL	85.5 x 12 cm

**CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE  
DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM**

Ref. GCS104

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203667	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**