


CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS105

DDM




CE



02/12/2025 22:30:36 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCS105



Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Cuissard enfant	35.5 x 6 cm
Cuissard petit adulte	53 x 6 cm
Cuissard adulte	69 x 9 cm
Cuissard adulte L	81 x 9 cm
Cuissard adulte XL	85.5 x 12 cm

**CUISSARD POLYESTER AUTOCLAVABLE
DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM**

Ref. GCS105

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203674	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

AUTRES CARACTÉRISTIQUES