

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513200



04/12/2025 21:38:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513200



Spengler

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Description

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

Si vous rappelez dans certaines tâches, n'oubliez pas de consulter le service commercial pour les equivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

• Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version **Clinic®** pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

**LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD
VELCRO (XXS À XL) SPENGLER****Ref. 513200****Spengler****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe I ^m (fonction mesurage)
Code barre	3700446007201	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

04/12/2025 21:38:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.