

## FILTRE ANTI-BACTÉRIEN POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30, EMIVAC

Ref. BCASPI96



### Description

- Filtre anti-bactérien et hydrophobe
- Diam 65mm / Connecteur 8mm

04/12/2025 21:38:47 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## FILTRE ANTI-BACTÉRIEN POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30, EMIVAC



Ref. [BCASPI96](#)

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8054619101209	Code douanier	90192000
Pays	Italie		

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.05
Unité nue / Poids (kg)	0.05		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---