


LOT DE 3 BRASSARDS PNI NÉONATALS JETABLES POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011E



CE



04/12/2025 22:12:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 3 BRASSARDS PNI NÉONATALS JETABLES POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011E

Les brassards jetables néonataux pour Vitalimate MINI

Description

Lot de 3 brassards néonataux jetables pour le Vitalimate Mini.

Ces brassards n'ont pas de poche et possède un seul tube.

Le set comprend 3 tailles de brassards néonataux:

- 3cm-6cm
- 4cm-8cm
- 5cm-11cm

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6948309002582	Code douanier	9018193090
Garantie (mois)	6	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.15
Unité nue / Poids (kg)	0.1		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

04/12/2025 22:12:10 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.