

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_R

ELITE BAGS



04/12/2025 21:35:08 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_R



Description

Sac léger et simple d'utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent d'organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles intégrées permet de le transformer en sac à dos.

- Matériel textile léger et résistant, anti-déchirures (Ripstop)
- Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
- Compartiment pour documents, A4
- Séparateurs internes velcro
- Ampoulier isotherme, 43 ampoules
- Fermeture éclair avec oeillet pour cadenas.
- Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
- Bretelles intégrées pour transformation en sac à dos
- Poids : 1 kg
- Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 21 L
- Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
- Vendu vide
- Disponible en noir (MEGP02_N), anthracite/saumon (MEGP03_R) et gris/turquoise (MEGP03_B).

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_R



Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | AUCUN | Dispositif Médical | Non |
| Code barre | 8436564540461 | Code douanier | 42029900 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité nue / Largeur (cm) | 21 |
| Unité emballée / Hauteur (cm) | nc | Unité nue / Hauteur (cm) | 25 |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité nue / Longueur (cm) | 40 |
| Unité emballée / Poids (kg) | 1.5 | Unité nue / Poids (kg) | 1 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------|-------------------|
| Couleurs | Anthracite/saumon |
|----------|-------------------|