


## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570622



## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570622



Lampe médicale stylo, conçue pour les examens cliniques de proximité.

## Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446009878	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24		

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.046
Unité nue / Poids (kg)	0.015		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	40
------------------	----	------------------	----

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Vert	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---