

## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040082660	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	10	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité emballée / Poids (kg)	1
Unité nue / Poids (kg)	1		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

## BOÎTE À CATARACTE

Ref. IBOI403



### Composition

Ref	Désignation	Quantité
IB10007	Blépharostat Bowman, 7 cm	1
IC09510	Ciseaux Iridectomie, courbes, 10 cm -IS, Holtex	1
IC60400	Crochet Graefe à Iris, fin	1
IC92103	*Canule à Injection Rycroft, air, coudée, 0,3 mm	1
IP08010	Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G, Holtex	1
IP52012	*Pince à Fixer de Barraquer, 1 x 2 griffes obliques	1
IP52910	*Pince à Suture de Tübingen, à plateaux, 10 cm, droite, S/G	1
IP53008	*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, S/G	1
IP53410	Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, courbe, S/G	1
IP54214	*Porte-aiguille Castroviejo, mousse, 14 cm, droit	1
IS25010	Spatule à Iris Castroviejo	1
ZT05671	Tapis en silicone, 20 x 30 cm	1
IC59408	*Ciseaux à Cornée de Vannas, 10 cm, droits, mousses	1
IC59510	Ciseaux de Castroviejo, à cornée, courbes, mousses, 10 cm	1
IC60200	Couteau à Cataracte Graefe 12cm/20mm	1
IP53018	*Pince Dissection de Bishop-Hartmann, 8 cm, droite, A/G	1
IP54005	*Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite	2
IS25020	Spatule à Iris De Wecker	1
IC93020	Canule de Charleux, aspiratrice, courbe, 20 mm x 0,6 mm	1
AI20105	Boîte inox, 20 x 10 x 5 cm -IS	1
IP52600	Pince à Fixer Elschmig, A/G, oblique	1

09/12/2025 21:15:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.