



## PLATEAU ALUMINIUM, 20 X 10 X 2 CM, COLORÉ

Ref. AAX201\_V



## PLATEAU ALUMINIUM, 20 X 10 X 2 CM, COLORÉ

Ref. AAX201\_V



### Description

- Stérilisation à chaud ou à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Ne pas laver dans un nettoyeur à ultrasons ni dans une machine à laver
- Attention : l'aluminium est incompatible avec certains produits de décontamination

Format 20 x 10 x 2 cm

Coloris disponibles :

- Azur
- Bleu
- Doré
- Gris
- Rouge
- Vert

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3661040067179 | Code douanier      | 90184990 |
| Garantie (mois) | 12            | Pays               | France   |

#### MESURES

|                                |       |                           |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 10    | Unité nue / Largeur (cm)  | 10    |
| Unité emballée / Hauteur (cm)  | 2     | Unité nue / Hauteur (cm)  | 2.2   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 20    | Unité nue / Longueur (cm) | 20    |
| Unité emballée / Poids (kg)    | 0.074 | Unité nue / Poids (kg)    | 0.073 |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Vert | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|