


## STÉTHOSCOPES IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

Ref. DH7081\_N



09/12/2025 21:12:56 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**STÉTHOSCOPE IDEAL + HOLTEX,  
ADULTE, PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE****Ref. DH7081\_N**

Stéthoscope adulte à pavillon simple, conçu pour une auscultation fiable et précise.

## Description

- Stéthoscope à pavillon simple métallique adulte (Ø : 45 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon double pour adulte et un modèle pédiatrique

Disponible en Noir (DH7081\_N) ou Rouge (DH7081\_R)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041000120	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.15

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

📅 09/12/2025 21:12:56 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.