



STÉTHOSCOPES IDÉAL + HOLTEX, ADULTE, PAVILLON DOUBLE

Ref. DH7073_R



10/12/2025 21:57:58 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**STÉTHOSCOPES IDÉAL + HOLTEX,
ADULTE, PAVILLON DOUBLE**Ref. DH7073_R

Le stéthoscope Ideal+ et ses différentes versions colorées

Description

- Stéthoscope à pavillon double métallique adulte (Ø : 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
- Également disponible en pavillon simple pour adulte

Disponible en Bleu (DH7073_B), Noir (DH7073_N), Rouge (DH7073_R) ou Rose (DH7073_RC) pour la version pédiatrique (Ø : 35/30 mm)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661041000090	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.35

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---