

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

Ref. C1.416.944

**LUXAMED®**



CE



13/12/2025 09:38:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

**LUXAMED®**Ref. C1.416.944

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact SANS graduation.

Plusieurs coloris disponibles.

### Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope

Luxascope CCT

- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en différentes couleurs :

Blanc (C1.416.914)

Bleu clair (C1.416.934)

Fuchsia (C1.416.974)

Jaune (C1.416.944)

Kids (C1.816.914)

Noir (C1.416.114)

Vert (C1.416.954)

Violet (C1.416.964)



## DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.944

### Caractéristiques

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | CE             | Dispositif Médical | Classe I  |
| Code barre      | 04260381963790 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |       |
|----------|-------|
| Couleurs | Jaune |
|----------|-------|