


BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS104



CE



13/12/2025 09:23:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS104

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

Brassard nourrisson (GBS101)	19 x 4 cm
Brassard enfant (GBS102)	26.5 x 5 cm
Brassard petit adulte (GBS103)	35.5 x 6 cm
Brassard adulte (GBS104)	53 x 6 cm

BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS104

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203506	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES