

CUISSARD CONIQUE AUTOCLAVABLE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCS104

ces cuissards sont autoclavables!

Description

Ces cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés de **d'une poche amovible** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de **forme conique**.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

| | |
|------------------------------|--------------|
| Cuissard adulte (GCCS104) | 69 x 9 cm |
| Cuissard adulte L (GCCS105) | 81 x 9 cm |
| Cuissard adulte XL (GCCS106) | 85,5 x 12 cm |

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 3700468203551 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | France |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini | NA | Humidité maxi | NA |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES