


SAC CYLINDRIQUE ELITE BAGS MINITUBE'S - 1-3L

Ref. METUBE3L_R

 **ELITE BAGS**



 22/12/2025 20:31:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC CYLINDRIQUE ELITE BAGS MINITUBE'S - 1-3L



Ref. METUBE3L_R

Description

- Sac cylindrique pour l'oxygénothérapie
- Vendu vide
- Pour bouteille d'oxygène de 1 à 3 litres
- Mesures : 46 x 20 x 15 Ø cm ; poids 0,72 Kg
- Capacité : 10 L
- Matériau : 1000D Polyester. Lavable.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040202921	Code douanier	4202921900
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	15
Unité emballée / Hauteur (cm)	15	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	46	Unité nue / Longueur (cm)	46
Unité emballée / Poids (kg)	0.72	Unité nue / Poids (kg)	0.72

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---