

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011G



25/12/2025 20:14:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. MONI011G

Les brassards PNI réutilisables du Vitalimate MINI

Description

Les brassards PNI du Vitalimate MINI sont confortables et existent en toutes les tailles pour tous types de patients.

- Brassard PNI réutilisable adulte (27-35cm) : ref MONI011
- Brassard PNI réutilisable adulte large (34-43cm) : ref MONI011A
- Brassard PNI réutilisable petit adulte (20.5-28cm) : ref MONI011G
- Brassard PNI réutilisable enfant (14-21.5cm) : ref MONI011C
- Brassard PNI réutilisable néonatal (10-15cm) : ref MONI011D
- Cuissard PNI réutilisable adulte (42-54cm) : ref MONI011B

Il existe aussi pour les nourrissons des brassards néonataux jetables.

BRASSARD PNI RÉUTILISABLE POUR VITALIMATE MINI

Ref. [MONI011G](#)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code douanier	9018193090	Garantie (mois)	6
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.085
Unité nue / Poids (kg)	0.08		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	10	Humidité maxi	93
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			