

## BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER

Ref. 522711



29/12/2025 22:43:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMÈTRE  
GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER****Ref. 522711**

## Description

Brassard disponible en :

Adulte (M), nylon, velcro, noir (522711)

Adulte (L), nylon, noir (522712)

Enfant/petit adulte (S), nylon, noir (522713)

Guide des tailles :

- Le brassard L est adapté aux bras d'un circonférence de 33,3 à 51 cm
- Le brassard M est adapté aux bras d'un circonférence de 24,5 à 40 cm
- Le brassard M est adapté aux bras d'un circonférence de 18,4 à 26,7 cm

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028176	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.092

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---