

## BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON

Ref. 332012



CE



05/01/2026 21:44:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN  
CLASSIC / COTON****Ref. 332012**

## Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.  
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.  
Marquages normalisés.  
Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446028480	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.21
Unité nue / Poids (kg)	0.21		

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---