

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER

Ref. 513251



05/01/2026 22:36:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513251

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isollements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) ou S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune

**LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S)
SPENGLER**



Ref. 513251

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446022693	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.524

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

05/01/2026 22:36:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.