

## LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER

Ref. 513252



05/01/2026 22:22:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S) SPENGLER



Ref. 513252

**Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.**

### Description

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

#### GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

#### BRASSARD

- Brassard en Polymex, fermeture velcro
- Taille L (32-42 cm), M (26-34 cm) ou S (20-28 cm)
- Clinic®, jaune

LIAN NANO BRASSARD CLINIC (L, M, S)  
SPENGLER



Ref. 513252

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446024727	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.503

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 05/01/2026 22:22:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.