

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

Ref. C1.416.944

LUXAMED®



CE



05/01/2026 22:16:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. C1.416.944

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact SANS graduation.

Plusieurs coloris disponibles.

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope

Luxascope CCT

- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en différentes couleurs :

Blanc (C1.416.914)

Bleu clair (C1.416.934)

Fuchsia (C1.416.974)

Jaune (C1.416.944)

Kids (C1.816.914)

Noir (C1.416.114)

Vert (C1.416.954)

Violet (C1.416.964)

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.944

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963790	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Jaune
----------	-------