

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

Ref. C1.416.934

LUXAMED®



CE



05/01/2026 21:34:55 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. C1.416.934

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact SANS graduation.

Plusieurs coloris disponibles.

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope

Luxascope CCT

- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en différentes couleurs :

Blanc (C1.416.914)

Bleu clair (C1.416.934)

Fuchsia (C1.416.974)

Jaune (C1.416.944)

Kids (C1.816.914)

Noir (C1.416.114)

Vert (C1.416.954)

Violet (C1.416.964)

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.934

Caractéristiques

| | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre | 04260381963783 | Code douanier | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Allemagne |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm) | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

| | | | |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini | 10 | Humidité maxi | 90 |

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------|------------|
| Couleurs | Bleu clair |
|----------|------------|