

## SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER05\_R

**EMERGENCY'S™**



05/01/2026 23:27:29 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER05\_R

**EMERGENCY'S™**

**Son ouverture à rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence**

### Description

- Poignée ergonomique principal avec velcro
- Grandes poches sur les deux côtés
- Bretelles et dos rembourrés, sac à dos réglable
- Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
- Intérieur spacieux pour un accès pratique et facile au matériel
- Compartiments internes avec maille et fenêtres transparentes pour l'organisation du matériel
- Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30L
- Matériau : 600D Polyester et PVC
- Poids : 1,22 kg
- Existe en version waterproof
- Vendu vide
- Existe en :
  - Bleu : MEEMER05\_B
  - Rouge : MEEMER05\_R

## SAC À DOS SAUVETAGE EMERGENCY'S

Ref. MEEMER05\_R

**EMERGENCY'S™**

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540829	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	31	Unité nue / Largeur (cm)	37
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	21
Unité emballée / Longueur (cm)	48	Unité nue / Longueur (cm)	45
Unité emballée / Poids (kg)	1.3	Unité nue / Poids (kg)	1.22

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---