

## MALLETTE ELITE BAGS PRACTI

Ref. MEPRACT02\_B

**ELITE BAGS**



05/01/2026 21:45:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## MALLETTE ELITE BAGS PRACTI

Ref. MEPRACT02\_B



**Mallette d'assistance sanitaire pour consultations à domicile ou urgence.**

### Description

Son excellente distribution interne permet d'identifier immédiatement les matériaux.

- 2 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
- Ampoulier isotherme
- Diviseurs externes
- Poches intérieures et extérieures
- Mesures : 40 x 30 x 16 cm
- Capacité : 19,20 L
- Poids : 1,82 kg
- Matériau : 420D polyester
- Lavable
- Capacité maximum recommandé : 4 kg
- Vendu vide

## MALLETTE ELITE BAGS PRACTI

Ref. MEPRACT02\_B



### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564542243	Code douanier	4202.12.99.90
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	30
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	2.05	Unité nue / Poids (kg)	1.82

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu
----------	------