

CHARIOT POUR BOUTEILLE GAZ 5L

Ref. 880030



09/01/2026 21:05:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CHARIOT POUR BOUTEILLE GAZ 5L

Ref. 880030



Description

Chariot pour bouteilles de gaz médicaux.
Ce chariot permet de transporter les bouteilles RDI en toute sérénité.
Compatible bouteilles de 5L MEOPA et O2 RDI

- Dimensions : L300mm*W270mm*H(890-1030)mm
- Poids : 1.764KG/per set

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040215914	Code douanier	90189080
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	60	Unité emballée / Hauteur (cm)	31
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité emballée / Poids (kg)	2.15
Unité nue / Poids (kg)	1.764		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

09/01/2026 21:05:24 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.