

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519001



CE
0459



12/01/2026 22:22:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**Ref. 519001**

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519001



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446007225	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.905
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		