




## OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517C



12/01/2026 23:02:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517C



**L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif afin de permettre un diagnostic d'exception.**

### Description

- Technologie LED d'avant-garde :
  - Une luminance puissante de 50K lumens,
  - Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation,
  - Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs.
- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans refl et du canal auriculaire et du tympan
- Loupe grossissante x3

#### FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Manche ergonomique
- Tête en ABS et Inox pour fixation sûre
- Clip de fixation avec interrupteur
- Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité
- Ampoule LED d'une durée de vie de 50000 h

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (2,5mm et 4mm)

Existe en 3 coloris : noir (570517), corail (570517C), myrtille (570517B) et également en version pédiatrie (vert clair 570517P)

## OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Ref. 570517C



### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446041700	Code douanier	90189042
Garantie (mois)	36	Pays	Pakistan

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.385
Unité nue / Poids (kg)	0.075		

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Corail	Unité emballée / Quantité	1
----------	--------	---------------------------	---