

# BRASSARD ET CUISSARD DROIT À DEUX POCHES POUR GARROT DDM

Ref. GBS202



Les brassards et cuissards droit à deux poches!

## Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés de **deux poches amovibles** en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

### Dimensions de la poche en cm

Brassard enfant (GBS202)	2 x (35.5 x 6cm)
Brassard adulte ( GCS204)	2 x (53 x 6cm)
et cuissard adulte	2 x (69 x 9 cm)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203513	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	30	Humidité maxi	40

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

12/01/2026 22:18:46 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.