

# CUISSARD MONOBLOC DROIT À 1 POCHE VELCRO POUR GARROT DDM

Ref. GCDM106



Le cuissard monobloc à une poche décontaminable pour garrot DDM

## Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme droite avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une sangle pour sécuriser la fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

		A	B	C
• Cuissard petit adulte	tubulure jaune	8	76	97
• Cuissard adulte	tubulure violette	10	62	76
• Cuissard adulte L	tubulure vert	10	76	90
• Cuissard adulte XL	tubulure grise	10	82	100
• Cuissard adulte XXL	tubulure rouge	10	107	122

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

**CUISSARD MONOBLOC DROIT À 1 POCHE  
VELCRO POUR GARROT DDM**

Ref. GCDM106

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207665	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	France

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**