

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

Ref. C1.516.944

**LUXAMED®**



**+ Graduation**




12/01/2026 22:48:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

**LUXAMED®**Ref. C1.516.944

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduée.

Disponible en plusieurs coloris.

### Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule nécessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tête optimisé
- Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité pour éviter l'éblouissement
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4 200 K
- Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcé, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu clair : C1.516.934
- Jaune : C1.516.944
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUÉ - LUXAMED®

**LUXAMED®**

Ref. C1.516.944

### Caractéristiques

|                 |                |                    |           |
|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Marquage CE     | AUCUN          | Dispositif Médical | Non       |
| Code barre      | 04260381963745 | Code douanier      | 90189084  |
| Garantie (mois) | 24             | Pays               | Allemagne |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 5  | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 10 | Humidité maxi    | 90 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |       |
|----------|-------|
| Couleurs | Jaune |
|----------|-------|