

## SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. MEEMER03\_R

**EMERGENCY'S™**



13/01/2026 23:16:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. MEEMER03\_R

**EMERGENCY'S™**

**Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles**

### Description

- Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
- Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d'organiser le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
- Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc
- Base du sac imperméable
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacité 38 L
- Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.76 kg
- Vendu vide
- 3 coloris disponibles : Rouge (MEEMER03\_R), Bleu (MEEMER03\_B) et Orange (MEEMER03\_O)

## SAC EMERGENCY'S GRANDE CAPACITÉ

Ref. MEEMER03\_R

**EMERGENCY'S™**

### Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540799	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	28	Unité nue / Largeur (cm)	31.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	20	Unité nue / Hauteur (cm)	33
Unité emballée / Longueur (cm)	50	Unité nue / Longueur (cm)	55
Unité emballée / Poids (kg)	1.8	Unité nue / Poids (kg)	1.76

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---