

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507261



CE



17/01/2026 17:40:07 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507261



**Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.**

### Description

#### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

#### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

#### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

**STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II  
DOUBLE PAVILLON****Ref. 507261****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446030292	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.425

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	-10	Température maxi	40
Humidité mini	NA	Humidité maxi	95

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Couleurs	Noir	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---