

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER

Ref. 336412



CE



19/01/2026 21:00:11 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER****Ref. 336412**

## Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
| Code barre      | 3700446028510 | Code douanier      | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | Indonésie  |

### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.184 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|