

## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570624



## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570624



Lampe médicale stylo, conçue pour les examens cliniques de proximité.

## Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
| Code barre      | 3700446009854 | Code douanier      | 9018908400 |
| Garantie (mois) | 24            |                    |            |

### MESURES

|                                |       |                               |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 5     | Unité emballée / Hauteur (cm) | 5     |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 20    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.046 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.015 |                               |       |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 10 | Température maxi | 40 |
|------------------|----|------------------|----|

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Gris | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|