

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM104



19/01/2026 21:57:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# **CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1** **POCHE POUR GARROT DDM**

**Ref. GCCM104**

Le cuissard conique monobloc à un poche décontaminable!

## Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

			A	B	C
• Cuissard adulte (GCCM104)	tubulure violette	10	62	76	
• Cuissard adulte L (GCCM105)	tubulure vert	10	76	90	
• Cuissard adulte XL (GCCM106)	tubulure grise	10	82	100	
• Cuissard adulte XXL (GCCM107)	tubulure rouge	10	107	122	

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

# **CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM**

**Ref. GCCM104**

## **Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468207320	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	France

### **MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

### **CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**