


## MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM

Ref. M05-320-280



**MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKI  
SPENGLER, ADULTE, 25 CM****Ref. M05-320-280**

Marteau à réflexes BABINSKI Spengler - tête avec deux positions possibles

**Description**

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu (M05-320-260), noir (M05-320-250) et rouge (M05-320-280)

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040215471	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	60	Pays	Pakistan

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.089	Unité nue / Poids (kg)	0.089

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---